



คณะแพทยศาสตร์ มธ. ขอแนะนำและเปิดให้ใช้บริการเครื่องมือ

"Confocal Laser Scanning Microscope" สำหรับงานวิจัย และการเรียนการสอน

ของคณะ สถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอก

หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแนะนำและเปิดให้ใช้บริการเครื่องมือ "Confocal Laser Scanning Microscope"

คุณสมบัติและความสามารถ

- ถ่ายภาพแบบ Timelapse, Z stack, 3D, VDO
- ฟังก์ชัน NSPARC เพิ่มความคมชัด (แห่งแรกในประเทศ)
- เลนส์รองรับทั้ง Glass Slide และ Plastic plate
- FOV ขนาด 25 mm
- ความชัดระดับ 8K

หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยินดีให้บริการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการเรียนการสอนของคณะ/สถาบัน /หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอก และสอบถามขั้นตอนและนัดหมายการใช้บริการได้ที่ งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-926-9820 (คุณณฤมล / คุณเฉลิม) E-mail : labmedtu@gmail.com


05/02/68-06



**ONE TU**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
THAMMASAT UNIVERSITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Bovine Pulmonary Artery
Endothelial Cells (BPAE Line)Human neurons
derived from
neural stem cellsHaCaT
keratinocytesHuman embryonic
stem cell colony

New Arrivals

“Confocal Laser Scanning Microscope”

คณะแพทยศาสตร์ มธ. ยินดีให้บริการแล้ว **วันนี้ !!**

- ถ่ายภาพแบบ Timelapse, Z stack, 3D, VDO, ภาพ
- ฟังก์ชัน NSPARC เพิ่มความคมชัด (แห่งแรกในประเทศไทย)
- เลนส์รองรับทั้ง Glass Slide และ Plastic plate
- FOV ขนาด 25 mm
- ความคมชัดระดับ 8K

ติดต่อสอบถามและนัดหมายเวลา



นฤมล / เฉลิมา



02-9269830



labmedtu@gmail.com



หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย
งานบริหารการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

05/02/68-06



WWW.TU.AC.TH/NEWS



THAMMASAT UNIVERSITY

สื่อสารองค์กร ธรรมศาสตร์